


# *Особенности протезирования на имплантах с уровня multi-unit абатментов*

---


*ЕРМОЛЕНКО ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА  
ВРАЧ СТОМАТОЛОГ-ОРТОПЕД, КЛИНИКА MEDIX*















1. Вариативность  
высоты шейки

2. Разная длина  
абатмента

3. Разный угол  
наклона

4. Разная высота  
уступа

5. Вариативность  
диаметра

6. Разный дизайн  
абатментов

## Варианты мультиюнит абатментов

мультиюнит



тоже мультиюнит






Клинические/  
лабораторные  
винты

Полный протез

Мультиюнит  
абатменты


Импланты  
в челюстной  
кости



## Прямые абатменты Multi-unit



Прямой указатель Regular



Уровень фиксации

Зафиксируйте с помощью специального прямого указателя  
Рекомендованная сила затяжки: 30 Нсм (код отвертки: G-DV)  
Упаковка: Прямой абатмент Multi-unit + прямой указатель

	G/H	1.5mm	2.5mm	3.5mm	4.5mm	5.5mm
D 4.8						
	Code	G-S15DER-S	G-S25DER-S	G-S35DER-S	G-S45DER-S	G-S55DER-S

## Прямой винтовой абатмент

- Комплектуется пластиковым держателем.

(Размеры указаны в мм)  
Масштаб 1:1.5 / мм



Держатель абатмента



SAW5535L + FX3810


## Угловые абатменты Multi-unit



Указатель для углового абатмента



Винт для углового абатмента



Уровень фиксации


Эксклюзивный угловой винт абатмента  
Фиксация с шестигранной отверткой 1.27  
Угол зубного имплантата покрывает 108°  
Рекомендованная сила затяжки: Mini (20 Нсм), Regular (30 Нсм)  
Упаковка: Угловой абатмент Multi-unit + угловой указатель + винт

	G/H2	3.0mm	4.0mm	5.0mm	4.0mm	5.0mm	6.0mm	
	G/H1	1.5mm	2.5mm	3.5mm	1.5mm	2.5mm	3.5mm	
	A	17°	17°	17°	30°	30°	30°	
D4.8								
	Code	G-A1715DER-S	G-A1725DER-S	G-A1735DER-S	G-A3015DER-S	G-A3025DER-S	G-A3035DER-S	G-ADERC

## Угловой винтовой абатмент

- Комплектуется фиксирующим винтом и пластиковым держателем.

(Размеры указаны в мм)  
Масштаб 1:1.5 / мм



ASA55151518N + FX3810





ASA55301518N + FX4510SW




Держатель абатмента









# СЕРТИФИКАТ

Настоящий сертификат подтверждает, что

**Ермоленко Елена Викторовна**

Прошёл(а)

**КУРС «ОСОБЕННОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО,  
ОРТОПЕДИЧЕСКОГО И ЛАБОРАТОРНОГО ЭТАПОВ  
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ НА СИСТЕМЕ  
UNIT АБАТМЕНТОВ»**

(2-х дневный курс)

**Ашурко  
Игорь  
Павлович**

Сотрудник кафедры хирургической  
стоматологии Первого МГМУ  
им. И.М. Сеченова., кандидат  
медицинских наук

**Трофимов  
Артём  
Эдуардович**

Главный врач клиники  
Rio-Stom, кандидат медицинских наук



г. Чита  
28-29 августа 2018 г.











































ivoclar  
lident















































































































*Благодарю за  
внимание!*

---